

CLICKIT ER

SISTEMA DE FIJACION EXTERNA DE EMERGENCIA

Abrazadera universal

Acoplamiento a presión y click

Esteril

MR Conditional



Indicaciones

ClickIt ER es un sistema de fijación externa condicional para RM para la estabilización de fracturas abiertas, fracturas inestables y fracturas asociadas con lesiones de tejidos blandos.

CARACTERISTICAS

Abrazadera universal
Ajuste provisional manual
Acoplamiento a presión y click
Solo requiere de un instrumento
Esteril
MR Conditional

VENTAJAS

Barra/Barra, Barra/Tornillo (Ø 4.0 - Ø 5.0 - Ø 6.0 mm)
y Barra/Alambre
Rapida aplicación
Rapida aplicación
Sencillo
Listo para usar
Permite hasta 3 tesla de Resonancia Magnetica

Componentes



Abrazadera universal


Una sola abrazadera para diferentes conexiones



Barra/barra



Barra/tornillo



Barra/alambre



Barras

Diametro 12 mm radioluciente



Abrazadera Multiple

Facil Colocacion de 2 o 3 tornillos



Tornillos y Alambres




ER Poste de conexión híbrido

Permite configuraciones de fijación híbrida.



Barras en "U"

Permiten la fijación multiplanares en la región metaepifisaria y pueden ser un soporte para el tobillo.



Archi 5/8


Permite configuraciones de fijación híbrida.

Configuraciones

EXTREMIDAD SUPERIOR








PELVIS



EXTREMIDAD INFERIOR







A. kit para Pilon Tibial ER (codigo 5006600ST).

Esterilización

Los componentes del sistema ClickIt ER se suministran esteriles.

Para los instrumentos, la esterilización en autoclave de vapor saturado está indicada de acuerdo con los siguientes parámetros:

TEMPERATURA: 134°

EXPOSICION: 10 min

CLICKIT ER

COMPONENTES Y ACCESORIOS

Codigo	Descripcion
5006508ST	Abrazadera Universal
5006504ST	ER Abrazadera Multi tornillo
5006506ST	ER Poste de conexion hibrido
5006510ST	Barra Ø 12 L 100 mm
5006512ST	Barra Ø 12 L 150mm
5006514ST	Barra Ø 12 L 200 mm
5006516ST	Barra Ø 12 L 250 mm
5006518ST	Barra Ø 12 L 300 mm
5006520ST	Barra Ø 12 L 350 mm
5006522ST	Barra Ø 12 L 400 mm
5006526ST	Barra Ø 12 L 500 mm
5006528ST	Barra Ø 12 L 600 mm
5.2201A.001	Barra "U" ClickIt ER Ø 150
5.2201A.002	Barra "U" ClickIt ER Ø 180
5.2201A.003	Barra "U" ClickIt ER Ø 210
5006102ST	Arco 5/8 Ø 120 mm
5006104ST	Arco 5/8 Ø 140 mm
5006106ST	Arco 5/8 Ø 160 mm
5006108ST	Arco 5/8 Ø 180 mm
5006110ST	Arco 5/8 Ø 200 mm
5006112ST	Arco 5/8 Ø 220 mm

KIT CLICKIT ER

5006600ST	Kit para pilon Tibial
5006600STA	Kit para pilon Tibial L
5006600STB	Kit para pilon Tibial Plus
5006610ST	Kit para pilon Tibial Delta
5006620ST	Kit para diafisis Tibial
5006630ST	Kit de puente para Rodilla
5006640ST	Kit para diafisis Femoral
5006650ST	Kit de trauma para Codo
5006650STA	Kit de trauma para Codo Plus
5006660ST	Kit para diafisis de Humero

INSTRUMENTAL *

Codigo	Descripcion	Q.tà
5006562	Set de instrumentos completo con Charola	
Componentes		
5000124	Destornillador Hexagonal Ø 3.0 mm	1
5000600	Llave en T para Tornillos Ø 4.0 mm	1
5000601	Llave en T para Tornillos Ø 5.0 mm	1
5000602	Llave en T para Tornillos Ø 6.0 mm	1
5000604	Mango de acoplamiento AO	1
5000605	Vastago de Destornillador Hexagonal Ø 5.0 mm	1
5006000	Llave hexagonal en L 3.0 mm	1
5000622	Llave en L de 5.0 mm	1
5000222	Broca Helicoidal Ø 3.5 mm	1
5000224	Broca Helicoidal Ø 4.5 mm	1
5006010	Cánula de perforación Ø 3.5 mm L 110 mm	1
5000621	Llave en T Universal	1
5006.04	Adaptador Ø 4.0 mm para llave en T	1
5006.05	Adaptador Ø 5.0 mm para llave en T	1
5006.06	Adaptador Ø 6.0 mm para llave en T	1
5006564	Plantilla de medicion de Barras ER	1
5006560ER	ClickIt ER Charola de Esterilizacion de instrumentos	1

Los dispositivos implantables y estériles están cubiertos por la marca CE1936. El instrumental reutilizable no estéril está cubierto por la marca CE.



SEDE LEGAL

Via P. Gobetti, 56r - 16145 Genova
Tel. +39 010 30801 - Fax +39 010 3080210
www.mikai.it - servizio.clienti@mikai.it

PRODUCCIÓN

Via Canestrello, 2 - 36050 Monteviale (VI)
Tel. +39 0444 950100 - Fax +39 0444 950133
www.mikai.it - servizio.clienti@mikai.it