


CLICKIT ER PELVIS

FIJADOR PELVICO

Abrazadera universal

Aplicacion rapida

Kit esteril



Indicaciones

Estabilizacion de emergencia de inestabilidad pelvica completa.

CARACTERISTICAS

Abrazadera universal
Estabilizacion multiplanar
Acoplamiento a presion
Esteril

VENTAJAS

Acoplamiento barra/barra, barra/tornillo (\varnothing 4.0-5.0-6.0 mm) y barra/alambre
Mayor estabilidad
Aplicacion rapida
Listo para usarse

Componentes



Abrazadera universal


Una abrazadera para todos los tipos de acoplamiento



barra/barra



barra/tornillo



barra/alambre




Barras de 12mm



Arcos pélvicos

Fabricado en aleacion de aluminio.
Disponible en 2 tamaños: Grande para el lado proximal y pequeño para el lado distal.



Tornillos óseos auto perforantes

Kit ClickIt ER Pelvis



| Descripcion | Cant. |
|--|-------|
| Arco grande (proximal) | 1 |
| Arco pequeño (distal) | 1 |
| Abrazaderas universales | 8 |
| Barras de carbono Ø 12 mm x 250 mm | 2 |
| Tornillos Corticales auto perforantes Ø 6.0 mm L 250 mm thread 55 mm Instrumental específico | 4 |

Configuracion



Esterilizacion

Los componentes del sistema ClickIt ER se suministran esteriles.

Se recomienda esterilizar los instrumentos en autoclave de vapor saturado bajo los siguientes parametros:

TEMPERATURE: 134°

EXPOSICION: 10 min



SEDE LEGAL

Via P. Gobetti, 56r - 16145 Genova
Tel. +39 010 30801 - Fax +39 010 3080210
www.mikai.it - servizio.clienti@mikai.it

PRODUCCIÓN

Via Canestrello, 2 - 36050 Monteviale (VI)
Tel. +39 0444 950100 - Fax +39 0444 950133
www.mikai.it - servizio.clienti@mikai.it